

サンプル管理を見直してみませんか？

こんなお悩みありませんか...？

直接書き込んだが
読み取れない！



ラベルの作成や貼付
に時間がかかる！




貼り付けたラベル
が剥がれる！



中身が分からない
サンプルが多い！



そのお悩み、**2Dコードチューブ** が解決します！



2ml 2Dコードチューブ
48本入ラック×5(滅菌済)

唯一無二の二次元バーコードが
底面と側面に刻印された、
ラック入検体保管用チューブ



バーコードスキャナー
ES-680

ハンズフリー、ストレスフリーで
読み取れる高性能スキャナー
一次元・二次元コード対応



チューブピッカー
ET-PK1+専用ヘッド

手を触れずチューブのピックアップ
と開栓・閉栓ができるピッカー
マグネット式スタンド付き

セット特別価格：81,000円(税別)

通常販売価格：107,000円(税別)

期間：2024年2月29日受注分まで

FCR&Bio

エフ・シー・アール・アンド・バイオ株式会社

2Dチューブの特長と利点



液体塞素でも安心なアウトターキャップ。底面に加え、側面にも識別バーコードを配置



ダブルスレッド(二重溝)で、少ない回転数で確実に開閉栓と高い密閉性を実現



SBS規格とは：
ANSI(American National Standards Institute)で定められたマイクロプレートのサイズ規格

更なる効率化と自動化には

cobaco 二次元バーコードスキャナー

ラックスキャナーは、2Dコードチューブ用ラック内のチューブ位置とバーコード情報を同時に読み取りデータ化できるため、検体管理と自動化の効率化に貢献します。



- ・ 高解像度CMOSカメラ搭載
- ・ SBS規格ラックとフリーズボックスに対応する2モデル
- ・ わずか数秒でスキャン&デコードとデータ化が可能
- ・ 24/48/96/384チューブ対応
- ・ 凍結ラックを使用してもスキャン面が曇りません。
- ・ ラック底面ID識別可能
- ・ ラック底面IDを用いた、ラックオリエンテーション機能
- ・ ロープロファイル設計で、自動化システム組込も容易
- ・ 外部制御用APIを無償で提供

デモも可能です。詳細はお問合せください！

FCR&Bio

エフ・シー・アール・アンド・バイオ株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 8N-08
TEL 078-821-1100(代表) FAX 078-821-1102
URL: <https://www.labstuff.jp/>
Email: info@labstuff.jp



代理店: